

カスタムPtfteテフロン部品、熱水合成反応器用ポリテトラフルオロエチレンカーボン紙およびカーボクロスナノ成長メーカー

商品番号: PTFE-19



前書き

酸およびアルカリ耐性のポリテトラフルオロエチレン実験用治具は、さまざまな要件を満たします。素材は新品のポリテトラフルオロエチレン素材で作られており、優れた化学的安定性、耐食性、気密性、高い潤滑性、非粘着性、電気腐食性、良好な耐老化性を備え、-180℃から+250℃の温度で長期間使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	直径
シングルクリップ	20mm
シングルクリップ	35mm
ダブルクリップ	20mm
ダブルクリップ	35mm