

熱水合成用高圧実験室オートクレーブ反応器

商品番号: KR-3H



前書き

化学実験室向けの小型で耐腐食性の高い熱水合成反応器の用途をご覧ください。不溶性物質の迅速な消化を安全かつ確実に実現します。今すぐ詳細をご覧ください。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	50ml	100ml	150ml	200ml	250ml	300ml	400ml	500ml
反応器材質	304/316Lステンレス鋼							
反応器内部サイズ(mm)	Ø40*86	Ø49*105	Ø58*125	Ø63*145	Ø65*145	Ø71*147	Ø81*148	Ø91*148
反応器外部サイズ(mm)	Ø53*93	Ø63*113	Ø78*135	Ø83*155	Ø83*155	Ø91*157	Ø103*162	Ø117*162
ライナー材質	PTFE/PPL							
ライナー内部サイズ(mm)	Ø30*69	Ø39*84	Ø45*99	Ø47*118	Ø52*121	Ø56*124	Ø65*122	Ø75*121
ライナー外部サイズ(mm)	Ø40*78	Ø49*95	Ø58*114	Ø63*115	Ø65*135	Ø71*137	Ø81*137	Ø91*17
ロッドサイズ(mm)	Ø8*200							
全体サイズ(mm)	65*139	75*160	97*185	107*205	107*205	110*210	120*215	135*215
全体重量(Kg)	1.65	2.4	4.8	6.1	6.1	6.7	8.1	10.6