

ラボ赤外線プレス金型

商品番号: PMID



前書き

正確なテストのために、ラボ赤外線プレス金型からサンプルを簡単に取り外せます。バッテリー、セメント、セラミックス、その他のサンプル調製研究に最適です。カスタマイズ可能なサイズもご用意しています。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PMID
サンプル形状	
ダイ材質	炭化タングステン
インデーター硬度	HRC68-HRC85
サンプルサイズ	Φ13 mm(M)
キャビティ深さ	20mm(N)
寸法	Φ43*78mm(L*H)
重量	0.76Kg
油圧粉末プレスサイズの図	