

ラボ赤外線プレス金型

商品番号: PMID



前書き

ラボ用赤外線プレス金型から試料を簡単に離型し、正確な試験ができます。電池、セメント、セラミックス、その他の試料作製研究に最適。カスタマイズ可能なサイズ

[詳細を学ぶ](#)

器械モデル	PMID
サンプル形状	
金型材質	超硬合金
圧子硬度	HRC68~HRC85
サンプルサイズ	Φ13 mm(M)
キャビティ深さ	20mm(N)
次元	Φ43*78mm (L*H)
重量	0.76Kg
油圧粉の出版物のサイズの図表	