

真空ボックス用ラボペレットプレス

商品番号: PCV



前書き

真空ボックス用ラボプレスでラボの精度を高めましょう。真空環境で錠剤や粉末を簡単かつ正確にプレスし、酸化を抑えて安定性を向上させます。コンパクトで使いやすく、デジタル圧力計も付いています。

[詳細を学ぶ](#)

| 器械モデル | PCV-10T1818 | PCV-10T2020 |
|----------|--------------------|--------------------|
| 圧力範囲 | 0~10.0トン | 0~10.0トン |
| 加圧方法 | 手動加圧 | 手動加圧 |
| 加熱温度 | 最高500 | 最高 500°C |
| 加熱プレート | 180×180mm | 200×200mm |
| 真空ボックス材質 | SUS304 (ステンレス) | SUS304 (ステンレス) |
| スタジオサイズ | 400×400×400mm | 400×100×400mm |
| ドアサイズ | 300×350mm | 300×350mm |
| 真空度 | -0.1MPa | -0.1MPa |
| 外形寸法 | 450×550×850(L×w×h) | 450×550×850(L×W×H) |
| 電源 | 220V50Hz (110V対応可) | 220V50Hz (110V対応可) |