

グローブボックス用実験室油圧プレスラボペレットプレス機

商品番号: PCG



前書き

グローブボックス用制御環境ラボプレス機。高精度デジタル圧力計を備えた材料プレスおよび成形用の特殊機器。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCG-25T1818	PCG-25T2020
圧力範囲	0-25T	0-25T
加圧プロセス	プログラム加圧-プログラム圧力-時間圧力解放	プログラム加圧-プログラム圧力-時間圧力解放
圧力保持時間	0-999.59（点。秒）	0-999.59（点。秒）
加熱温度	最大500℃	最大500℃
加熱プレート	180×180mm	200×200mm
グローブボックスハンドル	St's 304	St's 304
スタジオサイズ	780×650×700	780×650×700
トランジションチャンパーサイズ	Φ240×260mm	Φ240×260mm
真空度	-0.1MPa	-0.1MPa
機械全体のサイズ	1200×950×1800（長さ×幅×高さ）	1200×950×1800（長さ×幅×高さ）
電源	220V 50Hz	220V 50Hz