

低温血清分離脱水研究用実験室ベンチトップ高速小型遠心分離機

商品番号: KT-HSS



前書き

Kintekベンチトップ高速遠心分離機：強力な21,000rpm、精密な温度制御。臨床・研究室に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
表示モード	LCDディスプレイ
最高速度	21000rpm
速度制御精度	±20rpm
最大RCF	30642xg
最大容量	4 x 750ml
遠心分離チャンバー仕様	Φ420mm
タイマー範囲	1-99分
作業ノイズ	≤65dB
電源	AC 220±22V 50Hz
電力	750W
正味重量	62kg
製品寸法（長さ×幅×高さ）	565×465×395mm