

実験用振盪培養機

商品番号: KTL-5



前書き

Mixer-

OT振盪培養機は、長時間稼働可能なブラシレスモーターを採用しています。培養皿、フラスコ、ビーカーの振動作業に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	Mixer-OS 2s
電圧	AC100-240V/DC24V
周波数	50-60Hz
表示モード	LCDスクリーン
モーター出力	40W
振動モード	トラック
最大積載量	7.5kg
モーター出力	40W
速度範囲	30-250rpm
モータータイプ	ブラシレスモーター
タイマー範囲	1分～24時間または常時
正味重量	13kg
寸法	360×420×100mm