

実験室用試験ふるいおよびふるい機

商品番号: KT-RCZ



前書き

正確な粒子分析のための精密なラボ試験ふるいおよびふるい機。ステンレス鋼、ISO準拠、20μm～125mmの範囲。仕様をリクエストしてください！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
ふるい径	Φ400、Φ300、Φ200 (mm)
ふるい層	1～5 (底蓋を含む)
供給量 (一度に)	≤300g
振動振幅	1～5mm
励起力	5KN
電源	0.25KW 220V 50HZ
速度	1440R / min
寸法	600×490×370mm
ふるい重量	60kg
運動軌跡	円運動
タイミング時間	0.01～99.59分
ノイズ	≤50dB
材料	304ステンレス鋼
梱包方法	木箱梱包