

手動ラボ油圧プレス 12T / 15T / 24T / 30T / 40T

商品番号: PCMP



前書き

設置面積が小さい手動ラボ用油圧プレスによる効率的なサンプル前処理。材料研究室、薬局、触媒反応、セラミックスに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

楽器のモデル	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T
圧力範囲	0~2T(25MPa)	0~5T(0~31.4MPa)	0~12T(0~30MPa)
ピストン径	Φ32mm(d)	Φ45mm(d)	Φ70mm(d)

<p>一体構造</p>	<p>シール接続がないため、油漏れが減少します</p>	<p>シール接続がないため、油漏れが減少します</p>	<p>シール接続がないため、油漏れが減少します</p>
<p>圧力計</p>	<p>圧力と圧力強度の表示</p>	<p>圧力と圧力強度の表示</p>	<p>圧力と圧力強度の表示</p>
<p>最大圧力 (T)</p>	<p>30mm</p>	<p>30mm</p>	<p>30mm</p>
<p>圧力の安定性</p>	<p>≤1MPa/10分</p>	<p>≤1MPa/10分</p>	<p>≤1MPa/10分</p>
<p>作業台直径</p>	<p>Φ50mm(D)</p>	<p>Φ80mm(D)</p>	<p>Φ80mm(D)</p>
<p>列の数</p>	<p>二</p>	<p>二</p>	<p>二</p>

作業スペース	85×120mm(M×N)	96×130mm(M×N)	96×130mm(M×N)
寸法	210×150×350mm(長さ×幅×高さ)	225×155×380mm(長さ×幅×高さ)	225×155×380mm(長さ×幅×高さ)
重さ	12kg	28kg	28kg