

真空ボックス実験用加熱プレート付き加熱油圧プレス機

商品番号: PCVM



前書き

真空ボックス用ラボプレスは、実験室での使用を目的とした特殊な装置です。主な目的は、特定の要件に従って錠剤や粉末をプレスすることです。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCVM-10T
圧力範囲	0-10.0トン
加圧プロセス	手動加圧
加熱温度	最大500°C
加熱プレート	180x180mm、200x200mm
真空ボックス素材	SUS 304（ステンレス鋼）
スタジオサイズ	400x400x400mm
ドアサイズ	300x350mm
真空度	-0.1MPa
寸法	450x550x850（長さx幅x高さ）
電源	220V 50Hz（110Vをサポート可能）