

実験材料・分析用金属顕微鏡試料作製機

商品番号: KT-XQ



前書き

研究所向けの精密金属顕微鏡試料作製機—自動化、多機能、高効率。研究・品質管理における試料作製に最適です。今すぐKINTEKにお問い合わせください！

詳細を学ぶ

パラメータ	説明
用途	保持が困難な小型または不規則な金属顕微鏡および岩石学試料のマウンティング
目的	金属顕微鏡、スペクトル検出または硬度試験のための切断、研削、研磨を容易にする
制御システム	プログラム制御操作
利用可能なモード	1. ベークライト粉末 2. エレクトリックジェイド粉末 3. ユーザー定義オプション
自動化	プログラム制御された作製時間により、無人操作が可能
最適	大学、工業・鉱業企業の研究所