

ラボ材料・分析用金属組織試験片取付機

商品番号: KT-XQ



前書き

自動化、多用途、効率化を実現したラボ用精密金属組織測定機。研究および品質管理におけるサンプル前処理に最適です。KINTEKにお問い合わせください！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
用途	小型で保持が難しい、または不規則な金属組織や岩石学的試料の取り付け
目的	金属組織検査、分光学的検出、または硬さ試験のための切断、研削、研磨の容易化
制御システム	プログラム制御
利用可能なモード	1.ベークライト粉末 2.電気ヒスイ粉 3.ユーザー定義オプション
自動化	プログラム制御された準備時間により無人運転が可能
理想的な用途	大学、専門学校、工業/鉱業企業の研究室