

ラボ用マイクロ組織粉碎機

商品番号: KT-MT10



前書き

KT-

MT10は、コンパクトな構造設計の小型ボールミルです。幅と奥行きはわずか15X21cm、総重量はわずか8kgです。最小0.2mlの遠心分離管または最大15mlのボールミルジャーで使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

最大投入サイズ	< 6 mm
サンプル粒子サイズ範囲	0.1-20 μ m
粉碎方法	乾式粉碎 湿式粉碎 低温粉碎
動作原理	8トラック高周波三次元運動
運動範囲	12mm
運動周波数	3000回/分
粉碎キャリアタイプ	ボールミルジャー 細胞破碎アダプター
ボールミル材質	炭化タングステン ジルコニア ステンレス鋼 ポリテトラフルオロエチレン、など、オプション
ボールミルジャーの数	1
ボールミルジャー容量	15 ml
粉碎ボール材質	ジルコニア ステンレス鋼 炭化タングステン オプション
粉碎ボールサイズ	0.1-15mm
構成可能な遠心分離管容量	0.2ml 0.5ml 2ml 5ml
細胞破碎アダプター	0.2mlX25 0.5mlX12 2mlX5 5mlX4
電気仕様	200-240V AC、50-60Hz、30W
電源ポート	ナショナルスタンダード ヨーロッパスタンダード アメリカスタンダード イギリススタンダード、など
正味重量	8kg
寸法（幅、奥行き、高さ）	50*210*220 mm
保護クラス	IP65
標準	CE
追加項目	透明PC保護カバー、液体窒素ドライアイス冷却