

## マイクロ・ティッシュ・グラインダー

商品番号: KT-MT10



### 前書き

KT-

MT10はコンパクト設計のミニチュアボールミルです。幅と奥行きはわずか15X21cm、総重量はわずか8kgです。最小0.2mlの遠沈管または最大15mlのボールミルジャーで使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

最大注入サイズ	
サンプル粒子径範囲	0.1-20 um
粉碎方法	乾式粉碎   湿式粉碎   低温粉碎
動作原理	8トラック高周波3次元運動
可動範囲	12mm
移動回数	3000回/分
粉碎キャリアタイプ	ボールミルジャー   セルディスラプションアダプター
ボールミル材質	タングステンカーバイド   ジルコニア   ステンレス   ポリテトラフルオロエチレン等 オプション
ボールミルジャーの数	1
ボールミル容積	15ミリリットル
粉碎ボール材質	ジルコニア   ステンレス   タングステンカーバイド オプション
粉碎ボールサイズ	0.1-15mm
構成可能な遠心分離機の管の容積	0.2ml   0.5ml   2ml   5ml
細胞破損のアダプター	0.2mlX25   0.5mlX12   2mlX5   5mlX4
電氣的説明	AC200-240V, 50-60Hz, 30W
電源ポート	国家標準   ヨーロッパ標準   アメリカ標準   イギリス標準など
正味重量	8kg
寸法 (幅、奥行き、高さ)	50*210*220 mm
保護等級	IP65
規格	CE
付加的な項目	透明PC保護カバー、液体窒素ドライアイス冷却