

試料調製用ラボ用乳鉢研磨機（モルタルグラインダー）

商品番号: KT-MG200



前書き

KT-

MG200乳鉢研磨機は、粉末、懸濁液、ペースト、さらには粘性のある試料の混合および均質化に使用できます。より規則化され、高い再現性を備えた理想的な試料調製作業の実現をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

適合材料	軟質 硬質 脆性 泥状
処理タイプ	粉碎・研磨
最大投入サイズ	< 8 mm
試料粒子径範囲	< 10-20um
バッチ有効処理容量	10-190ml
最大速度	100 rpm
乳鉢容量	700ml
乳鉢材質	ジルコニア タングステンカーバイド メノウ ステンレス鋼（選択可能）
乳棒材質	ジルコニア タングステンカーバイド メノウ ステンレス鋼（選択可能）
乳棒の材質	SUS304ステンレス鋼
乳棒圧力調整	ハンドルを垂直に調整
乳棒位置調整	横方向調整用ノブ
スクレイパー材質	PTFE ナイロン（オプション）
スクレイパー調整	圧力調整可能 横方向位置調整可能
粉碎時間設定	9999 時間 分 秒
停止時間設定	9999 時間 分 秒
粉碎方法	乾式粉碎 湿式粉碎 極低温粉碎
正味重量	38 kg
外形寸法	310*330*430 mm
電気仕様	110-220V, 50-60Hz, 150W
保護等級	IP65
品質規格	CE