

脱型ラボの赤外線プレス金型が不要

商品番号: PMI



前書き

当社のラボ用赤外線プレス金型を使用すると、型から外す必要がなく、サンプルを簡単にテストできます。高い透過率とカスタマイズ可能なサイズをお楽しみください。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	PMI-A	PMI-B
材料	超硬 YT15	
圧子の硬さ	HRC85~HRC90	
サンプルサイズ	φ13mm	φ7mm
キャビティの深さ	10mm	5mm
外形寸法	76×50×70mm	76×30×70mm
重量(kg)	0.75	0.35

他のサイズもカスタマイズ可能