

## ポータブルオートクレーブ滅菌圧力

商品番号: KT-P02



### 前書き

ポータブルオートクレーブ滅菌圧力は、圧力飽和蒸気を使用してアイテムを迅速かつ効果的に滅菌する装置です。

### [詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-18LD	KT-24LD
消毒量	18L φ280×260mm	24L φ280×390mm
固定された仕事のストレス	0.14~0.16MPa	
定格使用温度	126°C	
最大安全圧力	0.165MPa	
滅菌室の熱均一性	1°C以下	
力	AC220V .50Hz/2KW	
搬送量(mm)	410×410×520	410×410×630
総重量/正味重量	18/16kg	19/17kg