

研究室用ポータブル高圧オートクレーブ蒸気滅菌器

商品番号: KT-P02



前書き

ポータブルオートクレーブ滅菌器は、加圧飽和蒸気を使用して、物品を迅速かつ効果的に滅菌する装置です。

。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	3バルブ強化型			KTM-B オートマチック & KTM-C オートマチック			
製品番号	KTM-12B	KTM-18B	KTM-24B	KMT-8B/C	KMT-12B/C	KMT-18B/C	KMT-24B/C
容量	12L	18L	24L	8L	12L	18L	24L
周波数	50±1			50			
電力	2±10%KW			2KW			
入力電圧	AC(220±22)V			220V			
定格動作温度	126℃						
固定動作圧力	0.142Mpa						
正味重量	12Kg	13.5Kg	14.7Kg	9Kg	10.5Kg	12Kg	14Kg

モデル	KTM-8A	KTM-18A	KTM-24A
入力電圧	220V/50HZ		
電力	1KW	2KW	2KW
表示方法	圧力計		
容量	8L	18L	24L
最高動作温度	126~128℃		
固定動作圧力	0.145~0.165Mpa		
内槽の厚さ	0.52mm		
加熱方式	石炭および電気		
滅菌室サイズ	φ240×120mm	φ280×235mm	φ280×340mm

モデル	KMT-18B	KMT-24B	KMT-18C	KMT-24C
入力電圧	220V/50HZ			

電力	2KW			
表示方法	圧力計		圧力計/デジタル表示	
容量	18L	24L	18L	24L
最高動作温度	126~128℃			
固定動作圧力	0.145~0.165Mpa			
内槽の厚さ	0.52mm			
加熱方式	電気加熱			
滅菌室サイズ	φ280×235mm	φ280×340mm	φ280×235mm	φ280×340mm