

158L 研究用高精度垂直超低温フリーザー

商品番号: KTFDV-158



前書き

信頼性の高いラボ用158L ULTフリーザー、-86°Cを維持し、エネルギー効率に優れ、高度な安全機能を備えています。高感度サンプルの保存に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
モデル	KTFDV-158
タイプ	縦型
容量	158L
庫内温度	-40°C~-86°C、調節可能
アラーム	可聴および視覚警報
電源	220V/50Hz
力	500W
消費電力	7.1 kW.h/24h
保護等級	I/B
気候タイプ	N
冷媒	フッ素を含まない環境に優しい冷媒
コンプレッサー	高効率
冷凍システム	単段圧縮冷凍システム
温度制御	電子温度制御
温度表示	デジタル表示
プローブ	PTC
コンデンサーファン	EBM
外部ケーシング	パウダーコート冷延鋼板
インナーケーシング	304ステンレススチール
棚/内扉	棚板2枚/内扉3枚, 304ステンレススチール
断熱材の厚さ	120mm
圧力均一化ポート	1 (直径18mm)

パラメータ	値
キャスター	4
正味重量 / 総重量	123 / 150kg
外形寸法 (幅 D H)	700 700 1580mm
内寸 (幅 D H)	460 455 800mm
梱包寸法 (W D H)	合板の箱760 790 1720mm / 硬質段ボール箱790 820 1750mm (約)
積載量	21個/20'GP