

遠心分離管用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-32



前書き

PTFE遠心分離管は、その優れた耐薬品性、耐熱性、非粘着性により高く評価されており、さまざまな要求の厳しい分野で不可欠なものとなっています。これらのチューブは、腐食性物質、高温、または厳格な清浄度要件への曝露が一般的な環境で特に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

	モデル	外径 (mm)	全高 (mm)	壁厚 (mm)
ねじ口丸底	5ml	16	65	2
ねじ口丸底	10ml	16	125	2
ねじ口丸底	15ml	20	100	2.5
ねじ口丸底	20ml	20	125	2.5
ねじ口丸底	25ml	25	105	2.5
ねじ口丸底	30ml	25	125	2.5
ねじ口丸底	40ml	28	105	2
ねじ口丸底	45ml	28	120	2
ねじ口丸底	50ml	33	115	2.5
ねじ口丸底	100ml	35	150	3.5
ねじ口丸底	100ml	36	145	3
ねじ口平底	5ml	16	55	*
ねじ口平底	10ml	16	108	*
ねじ口平底	20ml	22	106	*
ねじ口平底	30ml	25	124	*
ねじ口平底	50ml	30	125	*
ねじ口平底	100ml	39	139	*