

Ptfe遠心分離機チューブ/実験室尖った底/丸底/平底

商品番号: PTFE-32



前書き

PTFE遠心チューブは、その優れた耐薬品性、熱安定性、非粘着性が高く評価され、需要の高いさまざまな分野で不可欠な製品となっています。これらのチューブは、腐食性物質や高温にさらされたり、厳しい清浄度が要求される環境で特に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

	モデル	外径(mm)	全高(mm)	肉厚(mm)	
スクリーュー口丸底	5ミリリットル	16	65	2	
	10ml	16	125	2	
	15ml	20	100	2.5	
	20ml	20	125	2.5	
	25ml	25	105	2.5	
	30ml	25	125	2.5	
	40ml	28	105	2	
	45ml	28	120	2	
	50ml	33	115	2.5	
	100ml	35	150	3.5	
	100ml	36	145	3	
	ねじ口平底	5ml	16	55	*
		10ml	16	108	*
20ml		22	106	*	
30ml		25	124	*	
50ml		30	125	*	
100ml		39	139	*	