


## Ptfe クリーニングラック/Ptfe フラワーバスケット クリーニングフラワーバスケット 耐腐食性

商品番号: PTFE-20



### 前書き

PTFE洗浄ラックは、PTFEフラワーバスケット洗浄フラワーバスケットとしても知られ、PTFE材料の効率的な洗浄のために設計された特殊な実験用具です。この洗浄ラックは、PTFE材料の徹底的かつ安全な洗浄を保証し、実験室環境での完全性と性能を維持します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	サイズ	適用
正方形	60mm*60mm	500mlビーカー
丸型	直径30mm	75mlビーカー
丸型	直径45mm	100mlビーカー
丸型	直径60mm	250mlビーカー

私たちは、あなたが必要とするすべてのサイズのカスタム洗浄フラワーバスケットを提供します。