

培養皿・蒸発皿用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-26



前書き

PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）製の培養皿・蒸発皿は、耐薬品性と高温安定性に優れた汎用性の高い実験器具です。フッ素樹脂であるPTFEは、優れた非粘着性と耐久性を提供し、ろ過、熱分解、膜技術など、研究および産業におけるさまざまな用途に最適です。

詳細を学ぶ

モデル	底外径 (mm)	口内径 (mm)	全高 (mm)	底厚 (mm)	壁厚 (mm)
浅型20mm	20	15	10	5	2.5
浅型30mm	30	25	10	5	2.5
浅型40mm	40	30	10	5	5
浅型50mm	50	40	10	5	5
浅型60mm	60	50	10	5	5
浅型80mm	80	70	10	5	5
浅型90mm	90	80	10	5	5
浅型100mm	100	90	10	5	5
浅型120mm	120	110	10	5	5
深型20mm	20	15	20	5	2.5
深型30mm	30	25	20	5	2.5
深型40mm	40	30	20	5	5
深型50mm	50	40	20	5	5
深型60mm	60	50	20	5	5
深型80mm	80	70	20	5	5
深型90mm	90	80	20	5	5
深型100mm	100	90	20	5	5
深型120mm	120	110	20	5	5

モデル	外側辺長 (mm)	内側辺長 (mm)	高さ (mm)	底厚 (mm)	壁厚 (mm)
角型40mm	40	30	20	5	5

角型50mm	50	40	20	5	5
角型60mm	60	50	20	5	5
角型70mm	70	60	20	5	5
角型80mm	80	70	20	5	5
角型90mm	90	80	20	5	5
角型100mm	100	90	20	5	5
角型110mm	110	100	20	5	5
角型120mm	120	110	20	5	5