


## Ptfe培養皿/蒸発皿/細胞培養皿/耐酸性・耐アルカリ性・耐高温性

商品番号: PTFE-26



### 前書き

ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）製培養皿蒸発皿は、耐薬品性と高温安定性で知られる多用途の実験器具です。フッ素樹脂であるPTFEは、卓越した非粘着性と耐久性を備えており、ろ過、熱分解、膜技術など、研究や産業におけるさまざまな用途に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

型式	底部外径(mm)	口内径(mm)	全高(mm)	底厚(mm)	肉厚(mm)
浅20mm	20	15	10	5	2.5
浅30mm	30	25	10	5	2.5
浅40mm	40	30	10	5	5
浅50mm	50	40	10	5	5
浅60mm	60	50	10	5	5
浅型80mm	80	70	10	5	5
浅90mm	90	80	10	5	5
浅100mm	100	90	10	5	5
浅120mm	120	110	10	5	5
深さ20mm	20	15	20	5	2.5
ディープ30mm	30	25	20	5	2.5
深さ40mm	40	30	20	5	5
深さ50mm	50	40	20	5	5
深さ60mm	60	50	20	5	5
深さ80mm	80	70	20	5	5
深さ90mm	90	80	20	5	5
深さ100mm	100	90	20	5	5
ディープ120mm	120	110	20	5	5
モデル	外寸(mm)	内寸(mm)	高さ(mm)	底厚(mm)	肉厚(mm)
正方形40mm	40	30	20	5	5
正方形50mm	50	40	20	5	5

正方形60mm	60	50	20	5	5
正方形70mm	70	60	20	5	5
正方形80mm	80	70	20	5	5
正方形90mm	90	80	20	5	5
正方形100mm	100	90	20	5	5
正方形110mm	110	100	20	5	5
正方形120mm	120	110	20	5	5