

マイクロ波分解タンク用カスタムPtfteテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-37



前書き

PTFE分解タンクは、その優れた耐薬品性、高温安定性、および非粘着性で知られています。これらのタンクは過酷な実験室環境に最適です。摩擦係数が低く不活性であるため、化学的相互作用を防ぎ、実験結果の純度を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	直径 (mm)	高さ (mm)
30ml	49.5	109
50ml	55	114
100ml	65	124
200ml	74.5	143