

Ptfe測定シリンダー 10/50/100Ml用カスタムPtfeテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-35



前書き

PTFE測定シリンダーは、従来のガラスシリンダーに代わる堅牢な選択肢です。広い温度範囲（最大260℃）で化学的に不活性であり、優れた耐食性を持ち、低い摩擦係数を維持するため、使いやすさと洗浄の容易さを保証します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	全高 (mm)	パイプ径 (mm)	重量 (g)
5ml	83	15	/
10ml	108	17	42
20ml	108	24	64
50ml	118	34	128
100ml	138	40	158
250ml	147	60	374
500ml	160	79	460
1000ml	180	100	699
2000ml	/	/	/