

## 試薬広口細口サンプルの高温ボトル用カスタムPtfеテフロン部品メーカー

商品番号: PTFE-24



### 前書き

PTFE試薬ボトルは、PTFE化学ボトルまたはテフロン試薬ボトルとしても知られ、従来のガラス試薬ボトルの堅牢な代替品です。これらのボトルは酸とアルカリの両方に高い耐性があり、漏れ防止ネジキャップを備えています。実験室での使用に最適で、優れた耐薬品性、最大260℃の高温能力、優れた耐久性を提供します。

### 詳細を学ぶ

| モデル                | 仕様     | 外径    | 高さ    | 内径   |
|--------------------|--------|-------|-------|------|
| PTFE小口ボトル          | 25ml   | 36mm  | 81mm  | 21mm |
| PTFE小口ボトル          | 50ml   | 49mm  | 95mm  | 20mm |
| PTFE小口ボトル          | 100ml  | 51mm  | 98mm  | 20mm |
| PTFE小口ボトル          | 150ml  | 54mm  | 108mm | 20mm |
| PTFE小口ボトル          | 250ml  | 70mm  | 117mm | 35mm |
| PTFE小口ボトル          | 500ml  | 81mm  | 147mm | 35mm |
| PTFE小口ボトル          | 1000ml | 100mm | 188mm | 40mm |
| PTFE小口ボトル          | 2000ml | 145mm | 217mm | 48mm |
| PTFE広口ボトル          | 50ml   | 50mm  | 92mm  | 35mm |
| PTFE広口ボトル          | 100ml  | 52mm  | 103mm | 35mm |
| PTFE広口ボトル          | 150ml  | 54mm  | 106mm | 35mm |
| PTFE広口ボトル          | 250ml  | 68mm  | 114mm | 40mm |
| PTFE広口ボトル          | 500ml  | 81mm  | 149mm | 40mm |
| PTFE広口ボトル          | 1000ml | 100mm | 192mm | 48mm |
| PTFE広口ボトル          | 2000ml | 144mm | 220mm | 63mm |
| PTFEスクリーマウス平底試薬ボトル | 5ml    | 16mm  | 55mm  | *    |
| PTFEスクリーマウス平底試薬ボトル | 10ml   | 16mm  | 108mm | *    |
| PTFEスクリーマウス平底試薬ボトル | 20ml   | 22mm  | 106mm | *    |
| PTFEスクリーマウス平底試薬ボトル | 30ml   | 25mm  | 124mm | *    |
| PTFEスクリーマウス平底試薬ボトル | 50ml   | 30mm  | 125mm | *    |

PTFEスクリーマウス平底試薬ボトル

100ml

39mm

139mm

\*