

## Ptfe試薬ボトル/広口ボトル/細口ボトル/サンプルボトル/高温Ptfe

商品番号: PTFE-24



### 前書き

PTFE試薬ボトルは、PTFE化学ボトルまたはテフロン試薬ボトルとしても知られ、従来のガラス試薬ボトルに代わる堅牢なボトルです。酸やアルカリに強く、液漏れしにくいスクリューキャップを採用しています。実験室での使用に最適で、優れた耐薬品性、260℃までの高温能力、優れた耐久性を提供します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	仕様	外径	高さ	内径
PTFE小口ボトル	25ml	36mm	81mm	21mm
	50ミリリットル	49mm	95mm	20mm
	100ml	51mm	98mm	20mm
	150ml	54mm	108mm	20mm
	250ml	70mm	117mm	35mm
	500ミリリットル	81mm	147mm	35mm
	1000ml	100mm	188mm	40mm
	2000ml	145mm	217mm	48mm
PTFE広口ボトル	50ml	50mm	92mm	35mm
	100ミリリットル	52mm	103mm	35mm
	150ml	54mm	106mm	35mm
	250ml	68mm	114mm	40mm
	500ミリリットル	81mm	149mm	40mm
PTFEねじ口平底試薬瓶	1000ml	100mm	192mm	48mm
	2000ml	144mm	220mm	63mm
	5ml	16mm	55mm	*
	10ml	16mm	108mm	*
	20ml	22mm	106mm	*
	30ml	25mm	124mm	*
	50ml	30mm	125mm	*
	100ml	39mm	139mm	*