

カスタムPtfteテフロン部品メーカー F4 円錐フラスコ 三角フラスコ 50 100 250ml

商品番号: PTFE-31



前書き

PTFE三角フラスコは、テフロン試薬瓶とも呼ばれ、従来のガラス瓶に代わる頑丈で耐薬品性に優れた代替品であり、酸とアルカリの両方の取り扱いに適しています。これらのボトルは壊れにくく、軽量で、漏れないねじ込みキャップを備えているため、実験室での使用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	蓋を含む高さ (mm)	ボトル底部の直径 (mm)	内径 (mm)
25ml	88	40	27
50ml	100	50	27
100ml	105	59	27
250ml	150	74	37
500ml	174	105	37
1000ml	220	136	37