

Ptfe三角瓶/蓋付三角瓶/コニカルフラスコ/保存液

商品番号: PTFE-31



前書き

テフロン試薬ボトルとして知られるPTFEトライアングルボトルは、従来のガラス瓶に代わる堅牢で耐薬品性に優れたボトルで、酸とアルカリの両方の取り扱いに適しています。このボトルは割れにくく、軽量で、漏れ防止のスクリーキャップが付いており、実験室での使用に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

| モデル | 蓋を含む高さ(mm) | ボトル底径(mm) | 内径(mm) |
|--------|------------|-----------|--------|
| 25ml | 88 | 40 | 27 |
| 50ml | 100 | 50 | 27 |
| 100ml | 105 | 59 | 27 |
| 250ml | 150 | 74 | 37 |
| 500ml | 174 | 105 | 37 |
| 1000ml | 220 | 136 | 37 |