

Ptfe三角瓶/蓋付三角瓶/コニカルフラスコ/保存液

商品番号: PTFE-31



前書き

テフロン試薬ボトルとして知られるPTFEトライアングルボトルは、従来のガラス瓶に代わる堅牢で耐薬品性に優れたボトルで、酸とアルカリの両方の取り扱いに適しています。このボトルは割れにくく、軽量で、漏れ防止のスクリーキャップが付いており、実験室での使用に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	蓋を含む高さ(mm)	ボトル底径(mm)	内径(mm)
25ml	88	40	27
50ml	100	50	27
100ml	105	59	27
250ml	150	74	37
500ml	174	105	37
1000ml	220	136	37