

実験室用滅菌器 ラボオートクレーブ 脈動真空卓上蒸気滅菌器

商品番号: KT-B01



前書き

脈動真空卓上蒸気滅菌器は、医療、製薬、研究用物品を迅速に滅菌するために使用される、コンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XB20J	KT-XB24J
滅菌チャンバー容量	20L	24L
滅菌チャンバーサイズ	φ250×420mm	φ250×500mm
定格作動圧力	0.22Mpa	0.22Mpa
定格作動温度	134°C	134°C
滅菌温度範囲	105-134°C	105-134°C
タイマー範囲	0-60分	0-60分
チャンバー内温度均一性	≤±1°C	≤±1°C
電源	1.5KW / AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)	1.5KW / AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)
滅菌トレイ (mm)	340×200×30 (3枚)	340×200×30 (3枚)
外形寸法 (mm)	480×480×384	480×480×384
梱包寸法 (mm)	700×580×500	700×580×500
総重量/正味重量	44/40Kg	50/45Kg