

脈動真空卓上蒸気滅菌器

商品番号: KT-B01



前書き

脈動真空卓上蒸気滅菌器は、医療、医薬品、研究用品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XD12DV	KT-XD20DV	KT-XD24DV
滅菌室容積	12L φ200×370mm	18L φ250×360mm	24L φ250×470mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa		
定格使用温度	134°C		
滅菌温度の選択	105~134°C		
タイミング時間選択範囲	0~99分		
滅菌室の熱均一性	±1°C以下		
電源・供給電圧	AC220V.50Hz/1.8KW	AC220V.50Hz/2KW	AC220V.50Hz/2KW
外形寸法(mm)	560×470×400	560×470×400	675×470×400
梱包サイズ(mm)	655×560×495	655×560×495	765×560×495
総重量/正味重量	48/43kg	52/47kg	58/53kg

モデル	KT-35DV	KT-50DV
滅菌室容積	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa	
定格使用温度	134°C	
滅菌温度の選択	105~134°C	
タイミング時間選択範囲	0~99分	
滅菌室の熱均一性	±1°C以下	
電源・供給電圧	AC220V.50Hz/2.7KW	
外形寸法(mm)	550×850×500	600×850×560
梱包サイズ(mm)	690×860×700	690×900×700
総重量/正味重量	113/107kg	125/110kg