

実験室用滅菌器 ラボオートクレーブ パルス真空リフティング滅菌器

商品番号: KT-Q02



前書き

パルス真空リフティング滅菌器は、効率的かつ正確な滅菌のための最先端の装置です。パルシング真空技術、カスタマイズ可能なサイクル、そして簡単な操作と安全性を実現するユーザーフレンドリーなデザインを採用しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
滅菌チャンバーの有効容積	60L φ396×490mm	80L φ396×650mm	100L 504×404×502mm	120L 504×404×590mm
リフト後の高さ	1310	1590	1475	1565
作動圧力	0.22Mpa			
作動温度	134℃			
熱均一性	≤±1℃			
タイミング選択範囲	0-99分			
温度選択範囲	105-134℃			
電源/供給電圧	蒸気発生器電力: 3KW 乾燥ベルト電力: 2.4KW/AC220V 50HZ		蒸気発生器電力: 3.6KW 乾燥ベルト電力: 2.4KW/AC220V 50HZ	
寸法 (mm)	686×556×913	686×556×1035	840×600×970	840×600×1060
輸送容積 (mm)	789×656×1013	786×656×1135	940×610×1000	940×610×1075
総重量/正味重量	210Kg/180Kg	230Kg/200Kg	300Kg/270Kg	325Kg/295Kg