

実験室用ラピッドサーマルプロセス（Rtp）石英管炉

商品番号: KT-RTP



前書き

RTPラピッドヒーティングチューブファーネスで、驚異的な高速加熱を実現。便利なスライドレールとTFTタッチスクリーンコントローラーを備え、精密で高速な加熱・冷却を実現するように設計されています。理想的な熱処理のために今すぐご注文ください！

[詳細を学ぶ](#)

ファーネスモデル	KT-RTP	KT-RTP Pro
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー	タッチスクリーンPIDコントローラー
マルチプログラムプリセット	いいえ	はい
停電再起動	いいえ	はい
最大温度	1100℃	
定常作業温度	1000℃	
ファーネスチューブ材質	高級石英	
ファーネスチューブ径	50 / 60 / 80 / 100 mm	
加熱ゾーン長	300 / 450 / 600 / 800 mm	
真空シールソリューション	SS 304フランジ、固体銅シールリング付き	
定格真空度	0.001Pa/10E5 torr	
チャンバー材質	日本Al2O3アルミナファイバー	
加熱エレメント	Cr2Al2Mo2ワイヤーコイル	
温度センサー	内蔵K型熱電対	
温度制御精度	±1℃	
電源	AC110-220V、50/60HZ	
その他のファーネスチューブサイズと加熱ゾーン長はカスタマイズ可能です		

番号	説明	数量
1	ファーネス	1
2	石英管	1
3	真空フランジ	2
4	チューブ断熱ブロック	2

5	チューブ断熱ブロックフック	1
6	耐熱グローブ	1
7	取扱説明書	1