

ラボ用リングプレス金型

商品番号: PMO



前書き

円形ペレットプレス金型セットとしても知られるリングプレス金型は、さまざまな産業およびラボプロセスに不可欠なコンポーネントです。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PMQ	
サンプル形状		
金型加熱	合金工具鋼：Cr12MoV	
インデントー硬度	HRC60-HRC62	
サンプルサイズ	Φ7-3、Φ10-5、Φ20-10 mm M)	Φ30-10、Φ50-20mm (d)
キャビティ深さ	40mm (N)	45 (d)
寸法	Φ53*120mm (L*H)	Φ72*100mm、Φ88*120(D*L)
重量	1.4Kg	3.5kg、5kg
油圧粉末プレスサイズ図		