


電気化学試験用サンプルサポートボディ

商品番号: ELES



前書き

サンプルサポートボディで電気化学試験を改善しましょう。正確な結果を得るための高品質で信頼性の高い製品です。今すぐ研究をアップグレードしましょう。

[詳細を学ぶ](#)

反応面積	1cm ² (カスタマイズ可能)
適用サンプルサイズ	円形直径 > 15mm 正方形辺長 > 15mm
適用サンプル厚さ	3mm～5mm (カスタマイズ可能)
導電性形状	金メッキ銅針
全体材質	PTFE
寸法	ロッド長 6*80mm