

実験室用振動ふるい機 スラップ振動ふるい

商品番号: KT-T200TAP



前書き

KT-

T200TAPは、実験室の卓上用スラップおよび振動ふるい装置です。毎分300回転の水平円運動と毎分300回の垂直スラップ運動により、手作業によるふるいをシミュレートし、サンプルの粒子をより良く通過させるのに役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

ふるい径 (mm)	200
ふるい層	1〜7層
振動回数 (回/分)	290±10
打撃回数 (回/分)	156±10
往復回数	25
スラップ高さ	38±6
電力 (W)	550
電圧 (V)	220
寸法 (mm)	高さ500×長さ500×幅730
ふるい重量 (kg)	80