

溶鋼温度・炭素含有量・酸素含有量測定および鋼サンプル採取用サブランスプローブ

商品番号: KT-T01



前書き

サブランスプローブによる製鋼プロセスの最適化。精密な温度、炭素、酸素測定を実現し、リアルタイムで効率と品質を向上させます。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	鋼サンプル形状	測定範囲	精度	応答時間	測定率	液面
OY-TSO-2000(s)	丸型サンプル/二重厚サンプル	炭素含有量：0.02%-0.16%	平均炭素決定偏差：≤0.015%	酸素<8秒 温度<6秒	酸素測定>98% 温度測定>98% サンプリング>96%	90%
OY-TSC-2000(s)	丸型サンプル/二重厚サンプル	炭素含有量：0.15%-0.8%	炭素含有量が≤0.2%の場合、偏差は±0.02%；炭素含有量が0.2%から0.50%の場合、偏差は±0.04%；炭素含有量が≥0.5%の場合、偏差は±0.06%	温度測定≤8秒 炭素決定≤8秒	温度測定≥98% 炭素決定≥97% サンプリング≥95%	/