

サンプル前処理用真空コールドマウント装置

商品番号: KT-CXQ



前書き

精密なサンプル前処理が可能な真空コールドマウンティングマシン。真空度-

0.08MPaで多孔質で壊れやすい材料に対応。エレクトロニクス、冶金、故障解析に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	真空コールドマウンティングマシン
モデル	CXQ
真空度	-0.08MPa
回転ディスク	φ205mm
重量	14kg
製品サイズ	350 350 380mm
真空チャンバーサイズ	φ280mmx330mm
標準付属品	回転円盤：1セット、ナイトインレットチューブ：10、オイルフリーポンプ：1セット、取り付け型：6、攪拌棒：5、材料カップ：5
適用範囲	多孔質材料、亀裂破損分析サンプル、多孔質鋳物、複合電子部品、鉱石、セラミックス、噴霧サンプル
主な特徴	マルチステーション、高速操作、8サンプル同時装着、負圧真空ポンプ、正逆回転機能
原理	気孔から空気を除去し、大気圧を利用して微小気孔にマウント材料/染料を注入