

ラボスケール真空誘導溶解炉

商品番号: KT-VI



前書き

真空誘導溶解炉で正確な合金組成を得る。航空宇宙、原子力、電子産業に最適です。金属と合金の効果的な製錬と鑄造のために今すぐご注文ください。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	容量 (スチール)	最大温度最高温度	真空度	定格出力
KT-VI5	5 kg	1700 °C (2000 °C オプション)	6 x 10 ⁻³ Pa	40 Kw
KT-VI10	10 kg			40 Kw
KT-VI25	25 kg			75 Kw
KT-VI50	50 kg			100 Kw
KT-VI100	100 kg			160 Kw
KT-VI200	200 kg			200 Kw
KT-VI500	500 kg			500 Kw

注：カスタム構成や半連続溶解システムも可能です。具体的なニーズについてはお問い合わせください。